

SimpleStep ELISA® Kits

90 分鐘內即可獲得高專一性、高靈敏度的結果

SimpleStep ELISA® 試劑盒的開發，是秉持著讓研究者可以在精簡的實驗流程下，依然獲得高效率的研究結果。與動輒需要 3 小時的傳統 Sandwich ELISA 不同，SimpleStep ELISA® 試劑盒在 90 分鐘內即可快速獲得實驗結果，並且依然保持著卓越的偵測專一性與靈敏度！

SimpleStep ELISA® 產品優勢

卓越的專一性與靈敏度

採用 Abcam 專利 RabMAb® 重組兔源單株抗體作為核心元件，抗體具備更強的親和力與專一性，能有效提升偵測靈敏度！

更高的一致性與再現性

使用重組來源抗體，更能確保批次一致性，提供絕佳的實驗再現性！

操作簡單、快速獲得結果

實驗時間只需 90 分鐘，並僅需一次清洗步驟，簡化實驗流程，降低實驗誤差。

多種生物性樣本驗證

經過生物性樣本 (如: 血清、血漿) 驗證，保證可以與樣本內的內源性蛋白反應，產品專一性值得信賴。


品項豐富、種類多

目前有多達 1000 個以上的產品品項，包含 GFP、PD-L1 和 TNF-α 等熱門研究項目，產品目錄持續增加中！

■ 熱門品項推薦

Target	Human	Mouse
IgG	ab195215	
Albumin	ab179887	ab207620
TNF alpha	ab181421	ab208348
IL-6	ab178013	ab222503
IFN Gamma	ab174443	
IL-1 beta	ab214025	ab197742
GFP	ab171581	
Alpha 1 antitrypsin	ab189579	
Pro collagen I alpha	ab210966	ab210579
Fibrinogen	ab241383	ab213478
PD-L1	ab214565	

■ 簡單快速、90 分鐘即可完成實驗



瀏覽 SimpleStep ELISA® 產品目錄

