

歡慶



BioLegend
與您疫起做準備!

開學季



購買 Flow 螢光抗體消費滿 20,000 元
即可選擇 Flow 實驗試劑套餐好禮

活動期間 2021.10.01-11.15

套餐 A | 每購買 20,000 元 螢光抗體 就送 A 區 flow 好助手

貨號	產品	規格	產品描述
423201	Accutase® Cell Detachment solution	200 mL	Trypsin 替代物 (非哺乳動物及細菌來源)
427401	Apotracker™ Green	20 tests	細胞凋亡染劑與 Annexin V 為類似產品，但不受鈣離子影響
420701	Monensin Solution (1000X)	1 mL	蛋白質轉運抑制劑，常用於阻斷細胞活化過程中的分子轉運過程，進而增強胞內分子如細胞激素的螢光信號
420601	Brefeldin A Solution (1000X)	1 mL	
421301	Propidium Iodide Solution	2 mL	應用於流式細胞儀技術，可分析細胞存活率或利用 DNA 染色程度偵測細胞週期
420301	RBC Lysis Buffer (10X)	100 mL	紅血球裂解液，此溶液可裂解全血或組織細胞懸浮液中的紅血球細胞
426101 +	True-Stain Monocyte Blocker™ +	25 test +	可阻斷常見的螢光染劑與單核細胞 (monocytes) 或巨噬細胞 (macrophages) 的非特異性結合
425501	Flow Cytometry Antibody Diluent Buffer	5 mL	
156603	TruStainFcX™ PLUS	50 ug	專為阻斷小鼠 FcII/III 受體 (FcR II / 避免螢光抗體與細胞的非特異性結合

套餐B | 每購買 20,000 元 螢光抗體 加價購 500 元
 就送 B 區 flow 好助手 + DA3 隨身型霧化器



貨號	產品	規格	產品描述
422501	Cyto-Last™ Buffer	100 mL	專為保存即將進行胞內細胞激素染色的細胞所設計緩衝溶液，處理完畢的細胞可於 4C 穩定保存為期兩週
420201	Cell Staining Buffer	500 mL	主要應用於免疫螢光染色中降低非專一性染色的背景值，亦可做為細胞懸浮緩衝液、抗體稀釋液和清洗細胞的緩衝液
421002	Intracellular Staining Perm Wash Buffer (10X)	100 mL	增強細胞通透性的緩衝液用於細胞質或核內分子螢光抗體染色時，提高螢光抗體染色效率，減少細胞的非特异性染色，亦可用於染色時的抗體稀釋和清洗
423109	Zombie Red™ Fixable Viability Kit	100 test	Zombie Red™ 屬於水溶性紅色螢光染料，可用來區分細胞死活狀態。細胞染色後再固定仍不影響染色結果，因此適用於多色細胞染色。EX561/EM624
423113	Zombie Violet™ Fixable Viability Kit	100 test	Zombie Violet™ 屬於水溶性紫色螢光染料，可用來區分細胞死活狀態。細胞染色後再固定仍不影響染色結果，因此適用於多色細胞染色。EX405/EM423
422301	Human TruStainFcX™ (Fc Receptor Blocking Solution)	50 test	Human TruStainFcX™ 緩衝溶液可遮蔽人類 Fc 接受器 (FcR)，防止螢光抗體與細胞的非特异性結合

套餐C | 每購買 20,000 元 螢光抗體 加價購 1500 元
 就送 C 區 flow 好助手 + DA2 桌上型噴霧器



貨號	產品	規格	產品描述
422101	FluoroFix™ Buffer	200 test	即用型緩衝液，用於免疫螢光染色後的細胞固定，可幫助穩定 tandem dye
425401	True-Phos™ Perm Buffer	125 mL	應用於胞內磷酸化蛋白 (如 p-STAT6, p-ERK) 和訊息傳遞分子 (如 Cyclin B1, pan-STAT3) 染色的緩衝液
424401	True-Nuclear™ Transcription Factor Buffer Set	120 test	針對胞內轉錄分子染色而設計的緩衝液試劑組，可減少細胞表面螢光染色的干擾 (套組中包含細胞固定液及增強細胞通透性緩衝液)



EXCEL BIOMEDICAL
 昶安科技有限公司



想要了解更多產品
 請洽 BioLegend 獨家代理 - 昶安生技