

唾液檢測工具

Salimetrics -

Experts in saliva for research and diagnostics

唾液 (saliva) 樣本的採集具有非侵入性和樣本量充足的特性，廣泛應用在各大研究領域中。在新冠肺炎快篩檢測也利用唾液檢體的特性，開發出唾液快篩試劑盒，讓民眾有多樣的選擇。研究學者發現唾液中類固醇與荷爾蒙含量在生理上具有特定的生理意義。Salimetrics 是專職開發唾液分析試劑盒的美商，提供高再現性、高準確率且可靠的分析結果。Salimetrics 嚴格並專注於唾液的檢測，深受相關領域科學家的喜愛，更被公認為唾液檢測的標準！



Hormone

品名	Sample volume (μL)	Assay range	Sensitivity	貨號
Salivary Melatonin ELISA Kit	100	0.78-50 pg/mL	1.37 pg/mL	I-3402
Salivary Cortisol ELISA Kit	25	0.012-3,000 ug/dL	<0.007 ug/dL	I-3002
Salivary Progesterone ELISA Kit	50	10 pg/mL - 2430 pg/mL	5 pg/mL	I-1502
Salivary Androstenedione ELISA Kit	50	10 pg/mL - 2430 pg/mL	5 pg/mL	I-2902
Salivary DHEA ELISA Kit	50	10.2 pg/mL - 1000 pg/mL	5 pg/mL	I-1202
Salivary DHEA-S ELISA Kit	100	188.9 pg/mL- 15,300 pg/mL	43 pg/mL	I-1252
Salivary Estradiol ELISA Kit	100	1 pg/mL - 32 pg/mL	0.1 pg/mL	I-3702
Salivary Estriol ELISA Kit	100	5 pg/mL -4860 pg/mL	1 pg/mL	I-1802
Salivary Estrone ELISA Kit	100	3.1 pg/mL - 300 pg/mL	1 pg/mL	I-3202
Salivary 17 Alpha-OHP ELISA Kit	50	5.4-500 pg/ml	3 pg/mL	I-2602
Salivary Testosterone ELISA Kit	25	6.1 pg/mL - 600 pg/mL	1 pg/mL	I-2402

Cytokines

品名	Sample volume (μL)	Assay range	Sensitivity	貨號
Salivary C-Reactive Protein ELISA Kit	150	25 pg/mL - 1600 pg/mL	9.72 pg/mL	I-2102
Salivary Interleukin-1 Beta ELISA Kit	20	3.13 pg/mL - 200 pg/mL	0.37 pg/mL	I-3902
Salivary Interleukin-6 ELISA Kit	60	0 – 100 pg/mL	0.07 pg/mL	I-3602

Immunoglobulin

品名	Sample volume (μL)	Assay range	Sensitivity	貨號
Salivary IgG ELISA Kit	10	0.3125 - 20 ng/mL	1.33 μg/mL	I-4502
Salivary IgM ELISA Kit	10	0.39 – 25 ng/mL	0.03 ng/mL	I-4002
Salivary Secretory IgA ELISA Kit	25	2.50 μg/mL – 600 μg/mL	2.5 μg/mL	I-1602

Others

品名	Sample volume (μL)	Assay range	Sensitivity	貨號
Salivary Transferrin/Blood Contamination ELISA Kit	20	0.08 mg/dL - 6.6 mg/dL	0.08 mg/dL	I-1302
Salivary Uric Acid Assay Kit	10	0.07- 20 mg/dL	0.07 mg/dL	I-3802
Salivary Alpha-Amylase Enzymatic Kit	10	2-400 U/mL	0.4 U/mL	I-1902

唾液檢體採集工具

品名	數量	貨號	品名	數量	貨號
Cryovial (2mL)	25/pk	5004	SalivaBio Infant Swab	50/pk	5001.05
Saliva Collection Aid	50/pk	5016.02	SalivaBio Oral Swab	50/pk	5001.02
Saliva Collection Aid 96 Well Format	50/pk	5016.03I			
SalivaBio Childrens or Animal Swab	50/pk	5001.05			

