

Carrier-free 無載體抗體

專為抗體標定設計



Carrier-free 無載體系列抗體，成份僅含抗體與 PBS，
不含 BSA、NaN₃ 和甘油，適用於抗體標定或是用於多重檢測技術，
如：CyTOF® 和多重染色 IHC。

✓ Just Antibody + PBS ✗ No BSA ✗ No NaN₃ ✗ No glycerol

可隨時進行標定的 Carrier-free 無載體抗體



不含影響標定實驗的成分
(如：BSA、NaN₃、Glycerol) 等



可與螢光、酵素和奈米粒子等
100 多種標定物質進行結合




可直接對抗體進行標定
無需進行抗體純化或濃縮



抗體品項齊全，達 12,000 多種



按最佳標定
濃度 1mg/ml 供應



Carrier-free
antibodies



Carrier-free matched
antibody pairs

