



Accutase® Cell Detachment Solution 細胞分離試劑

Accutase® 是一種溫和的細胞分離試劑，為蛋白酶-EDTA (Trypsin-EDTA) 替代品。

Accutase® 配方以非哺乳動物及細菌來源的蛋白水解酶 (proteolytic enzymes)

和膠原蛋白水解酶 (collagenolytic enzymes) 搭配而成。

Accutase® 可有效的將細胞從培養皿中分離，成分不會對細胞健康造成影響，利於後續各種實驗使用！



配方溫和



快速有效



無哺乳動物 & 細菌成分



▶ 更多產品資訊



● Accutase® Cell Detachment Solution - 423201

