

Membrane Antibody Arrays

abcam的Membrane antibody arrays是一種用於蛋白質檢測的工具，利用抗體微陣列技術，檢測樣品蛋白質的表現量。



步驟簡單
節省時間與樣本



一次測定
100+目標因子



實驗彈性
使用樣品廣泛



操作方便
無需特殊設備

以方便、快速和經濟的方法來探索相關蛋白質的作用和變化，幫助您加快實驗進度！

	Membrane antibody arrays	ELISA
可偵測蛋白目標	可多達上百種	1
每個樣本成本	約ELISA的1/2	低
靈敏度	pg/ml	pg/ml
所需樣本量	0.2-1mL	~0.1mL
實驗複雜度	相似	相似
需要設備	與測定WB化學發光相同機器	Plate reader





Most Customer Reviewed

Product	Item No.
Cytokine Array – Human Cytokine Antibody Array (Membrane, 42 Targets)	ab133997
Cytokine Array – Human Cytokine Antibody Array (Membrane, 80 Targets)	ab133998
Human Growth Factor Antibody Array- Membrane (41 Targets)	ab134002
Human Inflammation Antibody Array- Membrane (40 Targets)	ab134003
Human Apoptosis Antibody Array - Membrane (43 Targets)	ab134001
Human MAPK Phosphorylation Antibody Array (Membrane, 17 Targets)	ab211061
Human MMP Antibody Array - Membrane (10 Targets)	ab134004
Cytokine Array – Human Cytokine Antibody Array (Membrane, 23 Targets)	ab133996
Mouse Inflammation Antibody Array - Membrane (40 Targets)	ab133999
Human Angiogenesis Antibody Array - Membrane (20 Targets)	ab134000
Human Th1/Th2/Th17 Antibody Array - Membrane (34 targets)	ab169089
Cytokine Array – Mouse Cytokine Antibody Array (Membrane, 96 Targets)	ab193659
Human RTK Phosphorylation Antibody Array-Membrane (71 Targets)	ab193662
Cytokine Array – Mouse Cytokine Antibody Array (Membrane, 22 Targets)	ab133993
Cytokine Array – Mouse Cytokine Antibody Array (Membrane, 62 Targets)	ab133995
Human Obesity Antibody Array - Membrane (62 targets)	ab169819
Human Angiogenesis Antibody Array - Membrane (43 Targets)	ab193655
Human Neuro Antibody Array II (Membrane, 30 Targets)	ab211063
Cytokine Array – Human Cytokine Antibody Array (Membrane, 60 targets)	ab169817
Human EGFR Phosphorylation Antibody Array- Membrane (17 Targets)	ab134005
Human Cytokine Antibody Array I (Membrane, 37 Targets)	ab211059
Human Inflammation Antibody Array- Membrane (20 targets)	ab169804
Cytokine Array – Rat Cytokine Antibody Array (Membrane, 34 Targets)	ab133992
Cytokine Array – Mouse Cytokine Antibody Array (Membrane, 32 Targets)	ab133994
Cytokine Array – Rat Cytokine Antibody Array (Membrane, 19 Targets)	ab133991
Human Acute Kidney Injury Antibody Array - Membrane (20 targets)	ab169806
Human Angiogenesis Antibody Array - Membrane (23 targets)	ab169808
Human Chemokine Antibody Array - Membrane (38 targets)	ab169812

產品
資訊

Human
analyte list



Rat
analyte list



Mouse
analyte list

